

Одно/багатоканальні дозатори MicroPette Plus, DLAB (Китай)



DLAB Scientific - визнаний постачальник високоякісного лабораторного обладнання, що займається розробкою і виробництвом інноваційних і надійних приладів з неперевершеною продуктивністю, для підвищення ефективності роботи клієнтів. Всі інструменти DLAB розроблені і виготовлені відповідно до ISO9001/13485. Мета компанії - бути універсальним постачальником широкого спектру лабораторних пристроїв і інструментів загальнопризначення, що охоплюють хімічні, біологічні, екологічні, судово-медичні, харчові та клініко-діагностичні області застосування.

Одно/Багатоканальні дозатори MicroPette Plus



- Є 1, 8 та 12 канальні моделі
- Повністю автоклавується при 121 °С
- Ергономічний дизайн забезпечує чудову експлуатацію
- Легкий для читання дисплей відображення об'єму дозування
- Дозатори охоплюють діапазон дозування від 0,1 мкл до 5000 мкл (одноканальні) та 0,5 мкл до 300 мкл (багатоканальні)
- Просте калібрування та обслуговування
- Сумісні з більшістю універсальних марок наконечників
- Індивідуальний склад кожного поршня та посадкового конуса дозволяють легко ремонтувати та обслуговувати кожний окремо
- Посадкові конуса виготовлені зі хімічно стійкого матеріалу, що забезпечує добре ущільнення між посадковими конусами та наконечниками
- Кожен дозатор MicroPette Plus постачається з індивідуальним сертифікатом калібрування відповідно до ISO8655. Окремо можна замовити сертифікат повірки/калібрування українського державного зразка

Кроковий дозатор StepMate DLab



- Stepper розроблений для безпроблемного та надійного дозування рідин особливо високої в'язкості, високої щільності та високого тиску
- Керування однією рукою
- Діапазон об'ємів від 10 мкл до 5 мл
- До 48 ступенів дозування, що забезпечує підвищену точність і зручність
- Підходить до семи розмірів одноразових поліпропіленових шприців від 0,5 мл до 50 мл



		режим дозування				
		1	2	3	4	5
		об'єм дозування, мкл				
Об'єм наконечників, мкл	0,05	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
	0,50	10	20	30	40	50
	1,25	25	50	75	100	125
	2,50	50	100	150	200	250
	5,00	100	200	300	400	500
	12,50	250	500	750	1000	1250
	25,00	500	1000	1500	2000	2500
	50,00	1000	2000	3000	4000	5000
К-ть доз		48	23	15	11	8



Одноканальні дозатори MicroPette Plus

Діапазон дозування	Дискретність (мкл)	Ціна (євро)
Dlab MicroPette Plus варіабельного об'єму 0.1-2.5 мкл	0,05	60
Dlab MicroPette Plus варіабельного об'єму 0.5-10 мкл	0,1	60
Dlab MicroPette Plus варіабельного об'єму 2-20 мкл	0,5	60
Dlab MicroPette Plus варіабельного об'єму 5-50 мкл	0,5	60
Dlab MicroPette Plus варіабельного об'єму 10-100 мкл	1	60
Dlab MicroPette Plus варіабельного об'єму 20-200 мкл	1	60
Dlab MicroPette Plus варіабельного об'єму 50-200 мкл	1	60
Dlab MicroPette Plus варіабельного об'єму 100-1000 мкл	5	60
Dlab MicroPette Plus варіабельного об'єму 200-1000 мкл	5	60
Dlab MicroPette Plus варіабельного об'єму 1000-5000 мкл	50	60
Дозатор Dlab кроковий (степпер) для багато-разового дозування від 10 мкл до 5 мл спеціальними наконечниками - шприцами (НОВИНКА!)		175

Багатоканальні дозатори MicroPette Plus

Dlab MicroPette Plus 8-канальна варіабельного об'єму 0.5-10 мкл	0,1	270
Dlab MicroPette Plus 8-канальна варіабельного об'єму 5-50 мкл	0,5	270
Dlab MicroPette Plus 8-канальна варіабельного об'єму 50-300 мкл	5	270

Наконечники та штативи

Назва	Кількість в уп.	Ціна (євро)
FT-20-R-S 20 мкл Наконечники з фільтром	96 од./1 штатив	9,9
FT-100-R-S 100 мкл Наконечники з фільтром	96 од./1 штатив	9,9
FT-200-R-S 200 мкл Наконечники з фільтром	96 од./1 штатив	9,9
FT-1000-R-S 1000 мкл Наконечники з фільтром	96 од./1 штатив	11,00
Наконечник для Дозатора Dlab крокового 12,5 мл (НОВИНКА!)	5 од./1уп.	15,00
Наконечник для Дозатора Dlab крокового 50 мл (НОВИНКА!)	2 од./1уп., адаптор	15,00
Горизонтальний штатив Dlab, для 6 мікропіпеток (універсальний) (НОВИНКА!)		35,00
Штатив - карусель Dlab на 6 позицій (для дозаторів Dlab і Proline) (НОВИНКА!)		50,00