

ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ
КЛІНІЧНИХ ЛАБОРАТОРІЙ
І НЕ ТІЛЬКИ

LABSVIT

Кращі рішення для ефективної організації лабораторних досліджень

 +38 (044) 592 03 03

 labsvit@labsvit.com.ua

 labsvit.com.ua



Шановні колеги та партнери,

ТОВ «ЛАБСВІТ» працює для українських клініко-діагностичних лабораторій з 2017 року! Ми допомагаємо всім лабораторіям у забезпеченні якісними розхідними матеріалами, реагентами та обладнанням для ефективної роботи. Пропонуємо комплексний підхід та лабораторії "під ключ".

Компанія пропонує продукцію за багатьма напрямками та закриває будь-які потреби лабораторій та лікарів-лаборантів.



НАМ ВАЖЛИВА ДОВІРА

Тому жодне питання не залишається без належної уваги



ВІДДІЛИ ТА НАПРЯМИ РОБОТИ

- **Сервісний відділ**
- **Методичний відділ,**
у якому працюють фахівці за напрямками:
 - ІФА
 - ПЛР
 - Мікробіологія
 - Біохімія / Гематологія
 - напрямок продукції BD (Becton Dickinson)
 - дозуюче обладнання та обладнання для пробопідготовки
- **Відділ продажів**
- **Відділ по роботі з ключовими клієнтами**
- **Відділ маркетингу**

ПОВНИЙ КОМПЛЕКС БЕЗКОШТОВНИХ ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ

Здійснюючи покупки у нас, ви отримуєте:



Доставка продукції на склад кінцевого користувача (Доставка по Києву, Нова Пошта, Автолюкс)



Забезпечення лікарів-лаборантів необхідними інформаційними матеріалами та пам'ятками



Можливість здійснювати замовлення продукції, консультуватися у фахівців ТОВ «ЛАБСВІТ» - labsvit@labsvit.com.ua



**Свій сервісний
відділ**



Підтримка



**Висока якість
продукції**



**Безкоштовна
доставка**



**Топ-методисти
за напрямками**

Будемо раді співпраці!

Зміст

НАВІГАЦІЯ ПО КАТАЛОГУ

ІФА / ІХЛА	3-8
Біохімія	9-11
Гематологія	11-12
ПЛР	14-16
Мікробіологія	17-21
Дозуюче обладнання	22
Гемостаз	23
Преаналітика	24
Підготовка аналізів	25
Ветеринарія	26
Додатково	26



АВТОМАТИЧНІ
ІХЛА АНАЛІЗАТОРИ




Ціна - 24150 \$

Автоматичний ІХЛА аналізатор

"AutoLumo S900", Autobio, Китай

- До 16 позицій реагентів на борту з постійним охолодженням
- Заміна реагентів в режимі онлайн
- Місткість завантаження зразків: 51 зразок, включаючи
- 3 незалежні позиції STAT
- 19 хвилин до першого результату
- Швидкість до 180 тестів/год
- Підтримка широкої панелі тестів (більше 150 різновидів показників)



Ціна - 32000 \$

Автоматичний ІХЛА аналізатор

"AutoLumo A1860", Autobio, Китай

- До 180 тестів/годину
- Вбудована місткість реагентів: 25 позицій
- Місткість завантаження зразків: 60 зразків з 1 каналом STAT
- Виявлення рівня рідини та детекція згустків
- Розрахунок залишків витратних матеріалів

детальний опис



Ціна - 64000 \$

Автоматичний ІХЛА аналізатор

"AutoLumo A2000", Autobio, Китай

- До 100 зразків на борту приладу
- До 24 позицій реагентів на борту з постійним охолодженням (4-10 Co)
- Заміна реагентів в режимі online
- Інкубаційно-реакційний диск на 192 позиції
- Швидкість до 200 тестів /год., та до 800 тестів/год.

детальний опис



Реагенти AUTOBIO CLIA:

Онкомаркери

- AFP
- CEA
- tPSA
- CA50
- fPSA
- HE4
- CA125
- CA15-3
- CA19-9
- Ferritin
- S100
- PIVKA-II
- G-17
- HER-2/neu
- β 2-Microglobulin
- NSE
- CYFRA 21-1
- SCCA
- CA72-4
- CA242
- ProGRP
- Pepsinogen I
- Pepsinogen II

Кардіомаркери

- MYO
- cTnI
- CK-MB
- NT-proBNP
- BNP
- HS-cTnT
- H-FABP
- sST2*
- hs-cTnI*

Туберкульоз

- TB-IGRA

Кістковий метаболізм

- Osteocalcin
- Calcitonin
- β -CTX
- 25-OH Vitamin D
- PTH
- PINP

Тиреоїдні гормони

- T3, T4, TSH, fT3, fT4
- Anti-TG
- Anti-TPO
- TG
- PTH
- CT
- TRAb
- rT3

Маркери запалення

- hs-CRP
- D-Dimer
- PCT
- NGAL*
- IL-6

Респіраторні захворювання

- M. pneumoniae IgM
- Coxsackie B IgM
- L. pneumophila IgM
- Adenovirus IgM
- C. pneumoniae IgM
- Enterovirus 71 IgM
- Influenza A IgM
- C. pneumoniae IgG
- RSV IgM
- M. pneumoniae IgG
- Influenza B IgM
- Adenovirus Ag*
- RSV Ag*
- Influenza A Ag*

Алергія

- tIgE + 25 алергенів

Маркери фіброзу

- PIIINP
- ColIV
- LN
- HA
- CG
- GP73*
- CHI3L1*

Інфекційні захворювання

- Anti-HCV
- HAV IgM
- HEV IgM
- HEV IgG
- Anti-HIV
- HIV Ag/Ab Combo
- Anti-TP
- HP-IgG
- HTLV-I/II*
- Anti-HCV II*

Ендокринні гормони

- LH
- FSH
- PRL
- Testosterone
- E2
- PRG
- DHEA-S
- SHBG
- β -HCG
- 17 α -OHP
- AMH
- Free Testosterone*

Ревматоїдний артрит

- Anti-CCP IgG
- RF IgM
- RF IgG
- RF IgA
- RF

Гормони росту

- IGF-1
- HGH
- IGFBP-3

Тромбоз

- TM*
- TAT*
- PIC*
- t-PAIC*

Маркери гіпертензії

- Aldosterone
- ACTH
- MN*
- NMN*
- 3-MT*
- Angiotensin II
- Cortisol
- Renin

Тироїдна панель

- T3
- T4
- TSH
- FT3
- FT4
- Anti-TG
- Anti-TPO
- TG
- PTH
- rT3
- TRAb

Захворювання сполучної тканини

- 10 показників

Грибок

- 6 показників

Васкуліт

- 3 показники

Антифосфоліпідний синдром

- 8 показників

Пренатальний скрінінг

- Free β -HCG
- P-AFP
- β -HCG
- uE3
- PAPP-A
- Inhibin A*

Анемія

- Vitamin B12
- Folate
- Ferritin

ВЕБ

- VCA-IgA
- EA-IgA
- EA-IgG*
- NA-IgA*
- VCA-IgM*
- VCA-IgG*
- NA-IgG*

Цитокіновий профіль

- 11 показників

Аутоімунні захворювання печінки

- 3 показники

TORCH

- Toxo IgM
- CMV IgM
- Rubella IgM
- HSV-1 IgM
- HSV-2 IgM
- B19 IgM
- Toxo IgG
- CMV IgG
- Rubella IgG
- HSV-1 IgG
- HSV-2 IgG
- B19 IgG

Діабет

- Insulin
- C-Peptide
- GADA
- IA-2A
- IAA
- ICA

Вірус Гепатиту В

- HBsAg
- Anti-HBs
- HBeAg
- Anti-HBe
- Anti-HBc
- HBV PreS1-Ag
- Anti-HBc IgM

Аутоімунний діабет

- 4 показники

*незабаром



Двопланшетний ІФА аналізатор

“Лазуріт”, DYNEX Technologies, США

- Аналізатор «відкритого типу»
- Кількість зразків: 100
- Повна автоматизація робочого процесу
- Повністю виключає «людський фактор»
- Контроль процесу (детекція згустку, неправильного дозування, наконечника)

детальний опис



Ціна - 52700 \$

Реагенти AUTOBIO ELISA:

- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Діагностика SARS-CoV2<ul style="list-style-type: none">• SARS-CoV-2 Nab• Anti-SARS-CoV-2 RBD• SARS-CoV-2 IgG• SARS-CoV-2 IgM• Інфекційні хвороби<ul style="list-style-type: none">• HAV IgM• HBsAg | <ul style="list-style-type: none">• Тироїдні гормони<ul style="list-style-type: none">• T3 • fT3• T4 • fT4• TSH• Онкомаркери<ul style="list-style-type: none">• AFP• CEA | <ul style="list-style-type: none">• TORCH<ul style="list-style-type: none">• Toxo IgM• Toxo IgG• CMV IgM• CMV IgG• Rubella IgM• Rubella IgG• HSV-1 IgM• HSV-1 IgG• HSV-2 IgM• HSV-2 IgG |
|---|--|---|

ФОТОМЕТРИ ТА ПРОМИВАЧІ ДЛЯ ПЛАНШЕТІВ



Ціна - 3990 \$

Мікропланшетний рідер

“AMR-100”, ALLSHENG, Китай

- Діапазон довжин хвиль 340–750 нм
- 9-канальний вертикальний оптичний шлях
- Візуальна схема розташування 96 лунок
- Сенсорний дисплей, 7 дюймів



Ціна - 5231 €

Мікропланшетний рідер

“HiPo MPP-96”, Biosan, Латвія

- Можливість встановлення до 20 стандартів
- Аналізи авідності/афінності
- Мультиплексні аналізи до 7 аналізів на одному планшеті
- Зручний інтерфейс (результат за 3 кліки)



Ціна - 4300 €

Мікропланшетний вошер

“3D-IW8 Inteliwasher”, Biosan, Латвія

- Режим промивки
- Режим полоскання
- Режим перемішування
- Перехресне відмивання
- Режим промивання як плоскодонних, так і круглодонних планшетів



Ціна - 3500 \$

Мікропланшетний вошер

“HiPo MPP-96”, Biosan, Латвія

- РК-дисплей 4,3 дюйма
- Надійність, висока продуктивність
- Кілька програм промивання на вибір
- Стоп-кадр для зупинки поточної програми
- 8- або 12-голова промивна головка



Ціна - 1235 \$

Сухий флуоресцентний імуноаналізатор

"NIR-1000", Sansure, Китай

- Кількісне визначення біомаркерів за технологією FIA у вікні NIR-II (1000-1200 нм)
- Час отримання результату - до 15 хвилин
- Продуктивність до 240 тестів/годину
- Вбудований термопринтер та автоматичне калібрування за QR-кодом
- Інтерфейси RS232, LAN, USB, інтеграція з LIS/HIS
- Внутрішня пам'ять понад 10 000 результатів

ПЕРЕЛІК ТЕСТІВ

Кардіомаркери

- cTnI/CK-MB/Myo
- cTnI
- NT-proBNP
- D-Dimer
- ST2
- Lp-PLA2

Запалення

- PCT
- IL-6
- CRP/hsCRP
- SAA
- Calprotectin

Тироїдні гормони

- TSH
- TT3
- TT4
- FT3
- FT4

Фертильність

- FSH
- AMH
- Beta-HCG
- LH
- Prog
- PRL
- SHBG

Онкомаркери

- AFP
- CEA
- NSE
- CA125
- CA153
- CA199
- Cyfra21-1 (CK19)
- PG II
- PG I

Пошкодження нирок

- MAU
- NGAL
- Cys-C

Метаболізм

- 25-OH VD
- Ferr

Хвороби мозку

- S100β

Інфекції

- HP Antigen
- HP IgG

Діабет

- HbA1c
- INS
- C-P

Шлунково-кишковий тракт

- FOB/TRF
- FOB

Алергії

- Total IgE



Ціна - 3300 €

Портативний біохімічний аналізатор

"Celercare M5", MNCHIP Technologies, Китай

- Швидка біохімічна діагностика на основі мікрофлюїдної технології
- Результат за 7-12 хвилин із 100 мкл зразка (≈3 краплі крові)
- До 19 параметрів в одному тесті та 33 параметри у 10 готових профілях
- Автоматичне QR-калібрування та вбудований контроль якості в реальному часі
- Підтримка LIS/EMR та пам'ять до 50 000 результатів
- Вбудований термопринтер та сенсорний 8-дюймовий екран

РЕАГЕНТНІ ДИСКИ для CELERCARE M5:

Загальна б/х I

- TP
- ALB
- GLO*
- A/G*
- ALT
- AST
- TBIL
- DBIL
- IBIL*
- UA
- CRE
- UREA
- GLU
- TG
- CHOL
- HDL
- LDL

Електроліти

- K⁺
- Na⁺
- Cl⁻
- Ca²⁺
- P
- Mg²⁺
- CO²

Загальна б/х IV

- TP
- ALB
- GLO*
- A/G*
- ALT
- GGT
- ALP
- AST
- TBIL
- DBIL
- IBIL*
- UA
- CRE
- UREA
- GLU
- TG
- CHOL
- HDL
- LDL

Ліпідний профіль та глюкоза

- GLU
- GSP
- TG
- CHOL
- HDL
- LDL

Загальна б/х II

- CRE
- UREA
- AMY
- Glu
- K⁺
- Na⁺
- Cl⁻
- CO²

Функція нирок

- ALB
- UA
- CRE
- UREA
- Ca²⁺
- P
- CO²

Функція нирок та печінки

- TP
- ALB
- GLO*
- A/G*
- ALT
- GGT
- AST
- TBIL
- CRE
- UREA
- GLU

Невідкладні стани

- AST
- UA
- CREA
- CK
- CK-MB
- LDG
- α-HBDH
- AMY
- GLU
- K⁺
- Na⁺
- Cl⁻
- CO²

Функція печінки

- TP
- ALB
- GLO
- A/G
- ALT
- AST
- GGT
- ALP
- TBIL
- DBIL
- IBIL

Визначення аміаку

- NH³

ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ
(Для ІФА-комплексу "під ключ")



Центрифуга
"LMC-3000",
(ротори окремо)
Biosan, Латвія
Ціна - 1755 €



Міні-шейкер
"PSU-2T"
Biosan, Латвія
Ціна - 610 €



Центрифуга
"iCEN-24",
ALLSHENG, Китай
Ціна - 1850 \$



Мульти вортекс
"V-32"
на 32 пробірки,
Biosan, Латвія
Ціна - 420 €



Термошейкер
"PST-60HL",
Biosan, Латвія
Ціна - 1400 €



Міні-центрифуга-вортекс Комбіспін
"FVL-2400N",
Biosan, Латвія
Ціна - 450 €

Термошейкери 2/4х
плашкові, центрифуги,
проточні бактерицидні
рециркулятори повітря,
аспіратори, системи
надчистої води,
вортекси, тощо.

БІОХІМІЧНІ АНАЛІЗАТОРИ



Ціна - 40700 €

Автоматичний біохімічний аналізатор

"Spin XL", SPINREACT, Іспанія

- 400 тестів/год (9 с/цикл)
- До 90 позицій для зразків (70 зі штрихкодами + 20 для контролів і калібраторів)
- 68 позицій для реагентів зі штрихкодами та охолодженням (2-8 °C)
- Вбудований сканер штрихкодів
- Автоматичне завантаження даних калібрування та контролю через QR-код
- Вбудована система очищення, споживання води <12 л/год, моніторинг якості води та стану дистиллятора через ПЗ
- Вбудований комп'ютер із сенсорним екраном



Ціна - 10900 €

Автоматичний біохімічний аналізатор

"Spin XS", SPINREACT, Іспанія

- Продуктивність - 200 тестів/год
- Зразки: сироватка, плазма, сеча тощо
- Відкрита система
- Підтримка LIS
- Витрата дистилляту 5-7 л
- 37 позицій для зразків, калібраторів та контролей
- 48 кювет
- 28 позицій для реагентів (40/20 мл)
- Внутрішнє та зовнішнє очищення
- Рідинне охолодження



Ціна - 3715 €

Напівавтоматичний біохімічний аналізатор

"BSA 3000", SFRI, Франція

- Відкрита система для реагентів
- Діапазон довжин хвиль 340-630 нм
- Точність вимірювань 0,0001 ABS
- Пам'ять до 3000 результатів/день
- Лінійне та нелінійне калібрування (до 6 точок)
- Вбудований термопринтер
- Режими вимірювання: кінцева точка, кінетика, фіксований час, абсорбція
- Монохроматичний та біхроматичний режими роботи

детальний опис



Реагенти біохімічні:

Переваги реагентів Spinreact

- Виробництво повного циклу в Іспанії (м. Жирона)
- Власні розробки реагентів та калібраторів
- Ліофілізовані, таблетовані та рідкі реагенти
- Мінімальний час підготовки ліофілізованих реагентів (до 5 хвилин)
- Не потребують додавання води перед використанням
- Тривалий термін використання після відкриття
- Висока стабільність результатів та низька частота калібрувань
- Хімія власного виробництва



ТЕСТИ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОЇ БІОХІМІЇ:

Субстрати

- Альбумін
- Білірубін загальний
- Білірубін прямий
- Глюкоза рідка
- Загальний білок
- Креатинін Яффе
- Сечова кислота
- Сечовина УФ

Турбідиметрія

- Глікозильований гемоглобін
- АСО
- РФ
- ЦРБ
- Трансферин
- Феритин

Ліпіди

- Тригліцириди рідкі
- Холестерин загальний
- Холестерин ЛПВЩ
- Холестерин ЛПНЩ

Ферменти

- АЛТ Ферментно-УФ
- Амілаза рідка
- АСТ Ферментно-УФ
- Гамма-ГТ рідка
- Лужна фосфатаза

А також, **електроліти, гемостаз, калібратори та контролю**

СЕРОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

- **ревматоїдна панель**
- **серодіагностика сіфілісу**
- **серодіагностика ін. (ХГЧ (Хоріонічний гонадотропін) латекс, Інфекційний мононуклеоз латекс)**
- **серодіагностика (реагенти)**

ЕКСПРЕС-ТЕСТИ ДЛЯ БІОХІМІЇ

НАРКОТИЧНІ РЕЧОВИНИ В СЕЧІ

Spinreact - іспанський виробник реагентів та лабораторного обладнання з 1975 року. У 2025 році компанія відзначила своє 50-річчя.

**АНАЛІЗАТОРИ ГАЗІВ КРОВІ
ТА ЕЛЕКТРОЛІТІВ**



Ціна - 4890 \$

Аналізатор електролітів

"i-Smart 30 Pro", i-SENS Inc., Республіка Корея

Аналізатор електролітів i-Smart 30 Pro є приладом нового покоління, що використовує систему картриджів у якості єдиного витратного матеріалу.

детальний опис



Параметри, що вимірюються:

- i-Smart® 30 PRO картридж - Na, K, Cl
- i-Smart® 30 PRO картридж E4 - Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca²⁺

Особливості:

- До 50 аналізів в автономному режимі без мережі живлення завдяки вбудованому акумулятору
- Не вимагає температурного режиму зберігання витратних матеріалів
- Працює з LIS, HIS
- Має систему контролю якості
- Використовує сканер штрихкодів і вбудований принтер
- Може працювати в режимі РОСТ



Ціна - 10140 \$

Аналізатор газів крові та електролітів

"i-Smart 300", i-SENS Inc., Республіка Корея

Аналізатор i-Smart 300 картриджного типу використовує новітні технології і дозволяє за 50 сек. провести всі необхідні дослідження, не відходячи від ліжка хворого.

детальний опис



Параметри, що вимірюються:

8 основних параметрів:

- Електроліти - Na, K, cCa²⁺, Cl
- Гази крові - pH, pCO₂, pO₂
- Загальна хімія - Hematocrit

12 розрахункових параметрів:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| • pH (T) | • BE (ecf) |
| • pCO ₂ (T) | • BE (b) |
| • pO ₂ (T) | • Anion gap (K) |
| • ctCO ₂ | • ctHb |
| • cHCO ₃ | • Ca ⁺⁺ (7,4) |
| • cHCO ₃ (ctd) | • pO ₂ (Aa) |

Особливості:

- Вимагає лише 80 мкл зразка крові для дослідження
- Не має змінних деталей, не вимагає додаткових матеріалів
- Використовує картриджі з автоматизованим, інтегрованим калібруванням

ГЕМАТОЛОГІЧНІ АНАЛІЗАТОРИ **5-DIFF**



Ціна - 19990 €

Гематологічний аналізатор

"Spincell 5 Plus", SPINREACT, Іспанія

- 60 зразків/год, 5-часткова диференціація лейкоцитів
- 34 параметри зразка (включно з 6 графіками)
- Чотири реагенти для визначення 25 параметрів

Об'єм аспірації

- цільна кров – 20 мкл,
- попередньо розведена – 20 мкл

Принцип методу

- WBC/DIFF: проточна цитометрія, лазерне розсіювання світла та багатовимірна класифікація клітин
- Аналіз WBC: оптичний та імпедансний методи
- RBC/PLT: імпедансний метод
- HGB: безціанідна реагентна колориметрія

детальний опис



Ціна - 11000 €

Гематологічний аналізатор

"Spincell 5 Compact", SPINREACT, Іспанія

- 60 зразків крові/год, 5-часткова диференціація лейкоцитів
- 34 параметри, 2 скатерограми та 2 гістограми

Об'єм аспірації

- цільна кров – 20 мкл,
- попередньо розведена – 20 мкл

Принцип методу

- WBC/DIFF: проточна цитометрія, лазерне розсіювання світла та багатовимірна класифікація клітин
- Аналіз WBC: оптичний та імпедансний методи
- RBC/PLT: імпедансний метод
- HGB: безціанідна реагентна колориметрія

детальний опис



ГЕМАТОЛОГІЧНІ АНАЛІЗАТОРИ **3-DIFF**



Ціна - 3700 €

Гематологічний аналізатор

"Spincell 3n", SPINREACT, Іспанія

- Продуктивність до 72 зразків/год
- 22 параметри та 3 гістограми
- Об'єм мікропроби — 13 мкл
- Внутрішній підігрів розчинника
- Економна рідинна система з низьким споживанням реагентів
- Підтримка LIS та HIS (протокол HL7)

Принцип методу

- WBC/RBC/PLT - електричний імпеданс
- HGB - фотоелектрична колориметрія

детальний опис




АВТОМАТИЧНИЙ АНАЛІЗАТОР ШОЕ



Автоматичний аналізатор ШОЕ
"ESR 3000", SFRI, Франція

- Фотометричний інфрачервоний принцип реєстрації
- Автоматичне вимірювання рівня еритроцитів кожні 3 хв
- Одночасна обробка 30 зразків з довільним доступом
- Режим вимірювання - 30 хв або 60 хв відповідно до модифікованого метода Вестергрена
- Пам'ять для зберігання - до 200 результатів на день



Ціна - 3900 €

Реагенти гематологічні:

Переваги реагентів SFRI

- Багаторівневий контроль якості на всіх етапах виробництва
- Безціанідні лізуючі реагенти, безпечні для персоналу та навколишнього середовища
- Відповідність європейським стандартам якості та безпеки



РЕАГЕНТИ ТА КОНТРОЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДО

3-DIFF АНАЛІЗАТОРІВ
5-DIFF АНАЛІЗАТОРІВ
АНАЛІЗАТОРА ШОЕ "ESR 3000"

СУМІСНІ РЕАГЕНТИ ДЛЯ:

Abbott Laboratories

(CD 1600/1700/1800/2000/3000/3200/3500/3700/RUBY)

Beckman Coulter

(MD16/MD18 ACT 3 diff ONYX/T SERIES JT/JS, STKS, MAXM/GENS/HMX)

Horiba ABX

(MICROS 45/60 8P, MICROS 45/60 18P, PENTRA 60 & 80), 3/5DIFF системи)

Diatron

(Abacus 3 diff, Arcus 3 diff, ERBA Elite 3)

Sysmex

(KX21/KX21N/K800/K1000/K4500)

Mindray

(BC 2800/3000/3200/3600)

Rayto

(RT7200 RT7600 RT7600S)

Nihon Kohden

(MEK 6108/8118/6318/6400), 3/5DIFF системи)

Orphée

(MYTHIC 18/22*)

АМПЛІФІКАЦІЯ ТА ДЕТЕКЦІЯ

Автоматичне виділення ДНК та РНК



Ціна - 35500 €

Ампліфікатор в режимі реального часу

"CFX96", Bio-Rad, США

- Заводська прекалібровка оптики
- Запатентована технологія оптичної системи «човник»
- Прилад сумісний з готовими тест-системами різних виробників
- По CFX Manager дозволяє проводити аналіз експресії генів і кількісну оцінку генетичного матеріалу кількох інфекційних агентів в десятках зразків

детальний опис



Ампліфікатор в режимі реального часу

Xi'an TianLong Science and Technology Co., Ltd., Китай


"Gentier 96R" / "Gentier 96E"

- Real-Time PCR на 96 зразків
- 10-дюймовий сенсорний дисплей
- Зручне програмне забезпечення
- 7-секундне оптичне сканування всіх каналів
- Управління через WLAN

детальний опис



• 4 канали флуоресцентної детекції	• 6 каналів флуоресцентної детекції
Ціна - 24400 \$	Ціна - 33900 \$



Ціна - 32200 \$

Станція автоматичного виділення ДНК та РНК

"Auto-Pure 96", AllSheng, Китай

- Відкрита система
- Висока якість та швидка екстракція
- Відкрите ПО, параметри можна вільно налаштовувати
- Вбудована світлодіодна підсвітка
- Функція самотестування
- Автоматична ідентифікація позицій з 8 пляшок



Ціна - 12760 \$

Станція автоматичного виділення ДНК та РНК

"Auto-Pure 32", AllSheng, Китай

- Відкрита система
- Висока якість та швидка екстракція
- Відкрите ПО, параметри можна вільно налаштовувати
- Багатоступінчастий контроль забруднення
- Функція самотестування

детальний опис





Ціна - 14100 €

Ламінарна шафа

"Bio II Advance PLUS 4", Telstar, Іспанія

- Удосконалений та компактний дизайн
- Зручність та простота у користуванні
- Вентилятори ЕС
- Світлодіодне освітлення
- Якість повітря відповідно до ISO CD 14644-1

[детальний опис](#)



Ціна - 17999 €

Ламінарна шафа

"KLV-1200", Polon, Польща

- Повітряний потік – вертикальний
- Наявність таймеру робочої камери
- Наявні підлокітники для зручності процесу роботи
- Гучність звуку <60 дБ (А) при номінальному потоці повітря

[детальний опис](#)



Ціна - 4614 €

Бокс для стерильних робіт

"УФ-бокс UVT-S-AR", Biosan, Латвія

- Матеріал стінок боксу: скло EUROGLASS
- Матеріал робочої поверхні боксу — нержавіюча сталь
- Товщина захисного екрану 5 мм

[детальний опис](#)



Ціна - 2770 €

Бокс для стерильних робіт

"UVT-B-AR", Biosan, Латвія

- Надійний захист від контамінації
- Цифровий таймер
- УФ випромінювання дезінфікує робочу поверхню та інактивує фрагменти ДНК/РНК впродовж 15–30 хвилин

[детальний опис](#)



**ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ
(для ПЛР-комплексу "під ключ")**

Термошейкери, центрифуги, термостати, аспіратори, центрифуги-вортекс, міні-центрифуги тощо.



Ціна - 812 €
Термостат
"Драй-блок TDB-120",
Biosan, Латвія



Ціна - 1850 \$
Центрифуга
"iCEN-24",
ALLSHENG, Китай



Ціна - 1535 + 870 €
Термошейкер
"TS-100C", з блоком на вибір,
Biosan, Латвія



Ціна - 1177 €
Міні-центрифуга
"Microspin 12",
Biosan, Латвія



Ціна - 552 €
Аспіратор
"FTA-1",
Biosan, Латвія



Ціна - 294 €
Вортекс
"V-1plus",
Biosan, Латвія



Ціна - 330 €
Мініцентрифуга-вортекс
"FV-2400",
Biosan, Латвія



Ціна - 450 €
Міні-центрифуга
"FVL-2400N",
Biosan, Латвія

Реагенти ПЛР:

Діагностика гепатитів

- Діагностичний набір для визначення генотипу вірусу гепатиту С (12 тест/наб.)
- Діагностичний набір для кількісного визначення ДНК вірусу гепатиту В (48 тест/ наб.)
- Діагностичний набір для кількісного визначення РНК вірусу гепатиту С (24 тест/наб.)

Виявлення вірусу папіломи людини

- Діагностичний набір для виявлення ДНК папіломавірусу людини високого онкогенного ризику (24 тест/ наб.)
- Діагностичний набір для виявлення ДНК папіломавірусу людини (23 генотипи) (24 тест/наб.)

Діагностика герпесвірусної інфекції

- Діагностичний набір для кількісного флуоресцентного визначення ДНК цитомегаловірусу людини (48 тест /наб)
- Діагностичний набір для кількісного флуоресцентного визначення ДНК вірусу Епштейна-Барра (48 тест /наб)

Набори для виділення нуклеїнових кислот

- Розчин для гемолізу еритроцитів (48 тест/наб.)

А також:
Діагностика TORCH
Транспортні розчини
Діагностика респіраторних інфекцій
Діагностика шлунково-кишкових інфекцій
Інфекції, що передаються статевим шляхом

МІКРОБІОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ



Ціна - 15145 \$

Автоматичний гемокультиватор

"BC - 60", Autobio, Китай

- Висока продуктивність - 60 флаконів одночасно / 4350 флаконів на рік
- Сучасний інтуїтивний інтерфейс
- Сенсорний 13 дюймовий дисплей
- Система моніторингу об'єму зразків у флаконах
- Масштабування загальної продуктивності до 27000 флаконів на рік



Ціна - 77000 \$

Автоматичний мікробіологічний аналізатор

"AutoMic-i600", Autobio, Китай

- Висока продуктивність - 64 культури мікроорганізмів на добу
- Повна автоматизація мікробіологічного дослідження (внесення культури в тест-систему, інкубація, аналіз антибіотикограми)
- Визначення чутливості до 10 антимікотиків на 1 тест-панелі.
- Загальний термін придатності тест-систем - 18 місяців
- Можливість вибору фасування наборів тест-систем - 10 / 20 / 50 тестів в 1 наборі.



Ціна - 231000 \$

MALDI-TOF система для ідентифікації мікроорганізмів

"Autof MS 1000", Autobio, Китай

- Бібліотека > 1006 родів; >5051 видів; >16 892 штамів
- Пластина-мішень має площу для 96 зразків, аналіз яких займає приблизно 17 хвилин
- Продуктивність: 300 зразків за годину
- Джерело іонів, що не потребує очищення, що виключає необхідність ручного очищення або очищення лазерним променем
- Одне програмне забезпечення для аналізу мішені та оцінювання
- Хмарна база даних, до якої можна отримати доступ з будь-якого місця




Ціна - 153340 \$

MALDI-TOF система для ідентифікації мікроорганізмів

"Autof TX8", Autobio, Китай

- Ідентифікація бактерій, грибів, дріжджів та мікобактерій
- Результат аналізу за 5 хвилин
- До 288 досліджень на годину
- База даних: >18 000 штамів, >5 000 видів, >1 000 родів
- Компактна система All-in-One
- Сенсорний екран, Face ID та сканер штрихкодів
- Твердотільний лазер з ресурсом 2 млрд імпульсів



Ціна - 57200 \$

Автоматизована система підготовки зразків для MALDI TOF

"AutoMimo 1200", Autobio, Китай

- Введення даних: через підключення до ПК або планшета.
- Виведення результатів: через підключення до ПК або планшета.
- Джерело живлення: мережа.
- Ємність для двох 96-місних цільових пластин за один цикл.
- Регуляторне затвердження: маркування CE для професійного використання.
- Продуктивність : 800 зразків на годину. CV $\leq$ 1,4%.
- Об'єм піпетки: 1 мкл - 20 мкл
- Пристрій для очищення та дезінфекції захищає операторів від небезпечних речовин і газів
- Тривісний маніпулятор із системою управління рухом із замкнутим контуром
- Точність позиціонування до 2 мкм

Флакони для культивування



Флакони для культивування крові

- Висока чутливість та швидкість визначення
- Широкий вибір типів флаконів
- Колориметричний датчик для візуального визначення стану флакону



Двофазові флакони для культивування

(Агар + Бульйон)

- Висока чутливість та швидкість визначення
- Малий об'єм зразку (3-5 мл)
- Не потребують аналізатора

Набори для гемокультування

"HEMO ONE[®]", CPM, Італія

Флакони, що містять поживне рідке середовище для вирощування вибагливих, анаеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів та дріжджів, які можна виявити у зразках крові (HEMO ONE[®]).

Для оптимального використання продукт доступний у трьох варіаціях: **для дорослих, для педіатрії та для новонароджених.**



МІКРОКУЛЬТУРАЛЬНІ СИСТЕМИ

Мікрокультуральні системи WELL D-ONE™

"Тест-система Well D-One", CPM, Італія

Системи WELL D-ONE дозволяють медичним закладам та лабораторіям отримувати **швидкі результати** мікрокультуральним методом.

Поліпропіленові плашки в індивідуальній вакуумній упаковці містять 32 конічні лунки із селективними поживними середовищами, хромогенами, антибіотиками та інгібіторами неспецифічного росту мікроорганізмів.

Компоненти системи забезпечують:

- швидкий специфічний ріст досліджуваних мікроорганізмів
- попередню ідентифікацію збудників
- визначення чутливості до антибіотиків
- визначення чутливості до антимікотичних препаратів


НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Лінійка WELL D-ONE охоплює широкий спектр клінічних застосувань:

- Респіраторний тракт
- Сечовидільні шляхи
- Кишковий тракт
- Урогенітальний тракт
- Спинномозкова рідина
- Неонатальні інфекції
- *Mycoplasma pneumoniae* з визначенням чутливості до антибіотиків

Переваги:

- Просте впровадження у роботу лабораторії
- Не потребує наявності спеціалізованого бактеріологічного відділення
- Скорочення термінів отримання результатів
- Можливість використання як самостійно, так і разом із класичними культуральними методами
- Збереження можливості додаткового дослідження матеріалу та підтвердження результатів класичним культивуванням



MS01335 - Система Neonatal Fast Well D-One

Попередня ідентифікація та оцінка чутливості до антибіотиків збудників неонатальних інфекцій, які часто стають причиною неонатального сепсису.


Мікроорганізми, що визначаються:

- *Streptococcus spp./Staphylococcus spp.*
- *Streptococcus agalactiae*
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Enterococcus spp.*
- *Staphylococcus aureus*
- *Escherichia coli*
- *Ureaplasma urealyticum/parvum*
- *Mycoplasma hominis*
- *Candida spp.*
- *KES група (Klebsiella, Enterobacter, Serratia)*
- *Haemophilus spp.*
- *Pseudomonas spp.*
- *Acinetobacter spp.*
- *Listeria spp.*



Матеріали для досліджень:

спинномозкова рідина, бронхіальні виділення, плевральна, надлобкова, пуповинна, суглобова пункції; транстимпатична аспірація, ексудати



MS01285 - Система OYRON Well D-One


Попередня ідентифікація та оцінка чутливості до антибіотиків мікроорганізмів при інфекціях сечовидільних шляхів.

Мікроорганізми, що визначаються:

- *Escherichia coli*
- *Streptococcus agalactiae*
- *Pseudomonas spp.*
- *Enterobacter spp.*
- *Staphylococcus aureus*
- *Proteus/Providencia*
- *KES рпна (Klebsiella, Enterobacter, Serratia)*
- *Enterococcus spp.*
- *Candida albicans*
- *Candida spp.*



Матеріали для досліджень:
сеча



MS01281 - Система UROGEN Well D-One


Попередня ідентифікація та визначення чутливості до антибіотиків урогенітальних мікоплазм та супутніх мікроорганізмів, які здатні викликати сечостатевої інфекції.

Мікроорганізми, що визначаються:

- *Mycoplasma hominis*
- *Mycoplasma spp.*
- *Ureaplasma urealyticum/parvum*
- *Neisseria spp.*
- *Staphylococcus aureus*
- *Streptococcus agalactiae*
- *Enterococcus spp.*
- *Escherichia coli*
- *Candida spp.*
- *Gardnerella vaginalis*
- *Trichomonas vaginalis*



Матеріали для досліджень:
ендоцервікальні, вагінальні, уретральні екsudати, сеча, сім'яна рідина



MS01286 – Система ENTERO Well D-One


Ідентифікація грам-негативних, оксидазо-негативних бактерій, ізольованих на селективних агарних середовищах для ентеробактерій, таких як MacConkey Agar, Eosin Methylene Blue Agar, Salmonella and Shigella Agar, Hectoen Enteric Agar, або неселективних середовищах.

Мікроорганізми, що визначаються:

- *Escherichia coli*
- *Escherichia spp.*
- *Klebsiella spp.*
- *Proteus spp.*
- *Salmonella spp.*
- *Citrobacter spp.*
- *Arizona spp.*
- *Yersinia spp.*
- *Serratia spp.*



Матеріали для досліджень:
Свіжі колонії (18–24 год) грам-негативних, оксидазо-негативних бактерій.




MS01282 - Система FAECAL Well D-One

Попередня ідентифікація та визначення чутливості до антибіотиків патогенних мікроорганізмів кишкового тракту.

Мікроорганізми, що визначаються:

- *Escherichia coli*
- *Salmonella spp.*
- *Shigella spp.*
- *Proteus/Providencia spp.*
- *KES група (Klebsiella, Enterobacter, Serratia)*
- *Enterobacter sakazakii*
- *Enterobacteriaceae* (які продукують бета-лактамази широкого спектру)
- *Klebsiella pneumoniae* (що продукує карбапенемазу)
- *Escherichia coli* O157
- *Pseudomonas spp.*
- *Yersinia enterocolitica*
- *Vibrio spp.*
- *Campylobacter spp.*
- *Candida spp.*

 **Матеріали для досліджень:**
кал, ректальний тампон




MS01293 - Система A.R.I. Well D-One

Попередня ідентифікація та визначення чутливості до антибіотиків/антигрибкових препаратів основних збудників гострих респіраторних інфекцій.

Мікроорганізми, що визначаються:

- *Streptococcus spp./Staphylococcus spp.*
- *Streptococcus agalactiae*
- *Streptococcus pyogenes*
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Haemophilus influenzae*
- *Staphylococcus aureus*
- *Pseudomonas spp.*
- *Mycoplasma spp.*
- *Candida spp.*

 **Матеріали для досліджень:**
Мокротиння
Матеріал з абсцесів
Пунктат з легень
Транстимпанальний аспірат
Екsudати




MS01327 - Система MYCO Well D-One FIRST

Попередня ідентифікація та визначення чутливості до антибіотиків урогенітальних мікоплазм, *Gardnerella vaginalis*, *Trichomonas vaginalis*, *Candida albicans* та *Candida spp.*

Мікроорганізми, що визначаються:

- *Mycoplasma spp.*
- *Mycoplasma hominis*
- *Ureaplasma urealyticum/parvum*
- *Candida spp.*
- *Candida albicans*
- *Gardnerella vaginalis*
- *Trichomonas vaginalis*

 **Матеріали для досліджень:**
Ендоцервікальні екsudати
Вагінальні екsudати
Уретральні екsudати
Сеча
Сім'яна рідина



MS01294 - Система C.S.F. Well D-One

Попередня ідентифікація мікроорганізмів та оцінки їх чутливості до антибіотиків при інфекціях центральної нервової системи.

Мікроорганізми, що визначаються:

- *Neisseria spp.*
- *Haemophilus influenzae*
- *Haemophilus spp.*
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Streptococcus agalactiae*
- *Candida albicans*
- *Candida spp.*
- *Staphylococcus aureus*
- *Listeria spp.*
- *Escherichia coli*
- *Acinetobacter spp.*

 **Матеріали для досліджень:**
спинномозкова рідина.

**ДОЗУЮЧЕ ОБЛАДНАННЯ
ТА НАКОНЕЧНИКИ**



Дозуюче обладнання

Sartorius, Фінляндія

- Механічні дозатори серій Proline, Proline Plus, mLINE, Tacta
- Електронні дозатори Picus
- Флакони-диспенсери
- Аксесуари та запасні частини
- Комплекти дозаторів з наконечниками
- Штативи «Карусель», «Лінійний»
- Захисні фільтри для дозаторів



Дозуюче обладнання

DLAB, Китай

- Одно-/багатоканальні дозатори, кроковий дозатор StepMate DLab
- Сумісні з більшістю універсальних марок наконечників
- Повністю автоклавується
- Діапазон дозування від 0,1 мкл до 5000 мкл
- Кожен дозатор MicroPette Plus постачається з індивідуальним сертифікатом калібрування відповідно до ISO 8655
- Штативи «Карусель», горизонтальний штатив (6 мікропіпеток, універсальний)



Наконечники

Dlab, Китай; Nodford, Китай; Sartorius, Фінляндія

- Виключно чиста подача рідини
- Сертифікований вільний випуск - без детектуємих РНКаз, ДНКаз, ДНК, інгібіторів ПЛР і протестований на апірогенність
- Широкий асортимент
- Пакування по 960 штук, в штативах по 96 шт, в багатощарових штативах по 960 наконечників



АВТОМАТИЧНІ КОАГУЛОМЕТРИ



Ціна - за запитом

Автоматичний коагулометр

«Ci-120x», Autobio, Китай

- Висока пропускна здатність: 150 тестів/год
- Типи тестів: згортання, хромогенні та імунотурбідиметричні тести
- Дослідження: PT, APTT, TT, FIB, PDP, D-Dimer, ATIII та інші фактори
- 25 позицій для зразків, безперервне завантаження, STAT-позиції
- 24 позиції для реагентів (2-8 °C)
- Рідкі реагенти, готові до використання
- Вбудований сканер штрих-кодів
- Автозавантаження кювет (500 шт.)
- Автокалібрування + ручне калібрування
- Контроль: виявлення зсідання, запобігання аваріям, визначення рівня рідини, перевірка наявності реагентів



Ціна - за запитом

Автоматичний коагулометр

«Ci-310», Autobio, Китай

- Висока пропускна здатність: 300 тестів/год
- Типи тестів: згортання, хромогенні та імунотурбідиметричні тести
- Дослідження: PT, APTT, TT, FIB, PDP, D-Dimer, ATIII та інші фактори
- 50 позицій для зразків, безперервне завантаження, STAT-позиції
- 46 позицій для реагентів (2-8 °C)
- Рідкі реагенти, готові до використання
- Вбудований сканер штрих-кодів
- Автозавантаження кювет (500 шт.)
- Автокалібрування + ручне калібрування
- Функції: запобігання аваріям, визначення рівня рідини, перевірка наявності реагентів

Реагенти та витратні матеріали для Ci120-x та Ci-310

Коагуляційні реагенти

- Реагент для визначення протромбінового часу (ПЧ)
- Реагент для визначення активованого часткового тромбопластинового часу (АЧТЧ)
- Реагент для визначення тромбінового часу (ТЧ)
- Тромбіновий реагент (Fbg)

Контрольні матеріали

- Контрольна плазма коагуляції
- Контроль D-димеру
- Контроль продуктів деградації фібрину (FDP)
- Контроль антитромбіну III

Набори для досліджень

- Набір для аналізу D-димеру
- Набір для аналізу продуктів деградації фібрину (FDP)
- Набір для аналізу антитромбіну III

Допоміжні речовини

- Фізіологічний розчин, забуферений імідазолом

ВАКУУМНІ СИСТЕМИ

Колір	Дослідження	Наповнювач	Розмір	Об'єм
 Біла	Отримання сироватки або цільної крові без додавання антикоагулянтів (залежно від методики)	Без наповнювача	16×100 13×100	9; 6; 4
 Блакитна	Дослідження гемостазу (коагуляція)	Цитрат Натрію • 0,109M, 3,2% • 0,129M, 3,8%	13×75 13×100	1,8; 2,7; 4,5; 6,0
 Чорна	Скляні пробірки BD Seditainer™ для визначення ШОЕ в штативах BD Seditainer™	Цитрат Натрію 0,105M	10,25×120 8×100	5; 1,8
 Лимонно-жовта	Тестування груп крові, зберігання груп крові, інші імунологічні дослідження	ACD - А: (Тринатрію цитрат, лим. кислота, декстроза, сорбат калію) ACD - В: (Тринатрію цитрат, лим. кислота, декстроза, сорбат калію)	13×100 16×100	6; 8,5
 Червона	Дослідження сироватки крові, клінічна хімія, серологія, імунологія	Кремнезем	13×75 13×100 16×100	2; 4; 6; 10
 Жовта	Дослідження сироватки крові, клінічна хімія, серологія, імунологія	Кремнезем + Гель	13×75 13×100	2,5; 3,5; 4; 5; 8,5
 Помаранчева	Отримання сироватки для експрес-діагностики, клінічна хімія	Тромбін + Гель	13×100	5
 Лаймово-зелена	Дослідження плазми крові, Клінічна хімія, імунологія, токсикологія (Центрифугування 4000x g 3хв або 2500x g 7хв)	Гепарин літію	13×75 13×100	3; 3,5; 4,5; 5,5
 Зелена	Дослідження плазми крові, Клінічна хімія, імунологія, токсикологія (Центрифугування до 1300x g 10хв 25 оС)	Гепарин Літію Гепарин Натрію	13×75 13×100	2; 4; 6; 10
 Світло-зелена	Дослідження плазми крові, Клінічна хімія, імунологія, токсикологія, (Центрифугування 1300-2000x g 10хв 25 оС)	Гепарин Літію + Гель	13×75 13×100	3; 4,5; 8
 Коричнева	Дослідження плазми крові	Гепарин натрію	13×75 13×100 16×100	4; 6; 9
 Лілова	Для отримання цільної крові або плазми з EDTA, Гематологічні та молекулярно-генетичні дослідження	K2EDTA K3EDTA	13×75 13×100	2; 3; 4; 6; 10
 Рожева	Пробірки для дослідження груп крові	K2EDTA Кремнезем	13×75 13×100	4; 6
 Прозора	Використовуються як вторинні пробірки, транспортування та дослідження біопрепаратів(бак посів на стерильність крові, тощо)	Без реагенту	13×75	3
 Сіра	Визначення рівня глюкози, лактат, глікозильований гемоглобін	Фторид Натрію + Na2EDTA	13×75	2; 4
 Темно-синя	Дослідження слідових елементів(шляхом атомно абсорбційної спектрофотометрії)	Кремнезем K2EDTA	13×100	6; 7
 Чорно-синя Червоно-зелена	Для виділення мононуклеарів з цільної крові за 1 етап, Застосовуються для молекулярної діагностики	Цитрат Натрію + Фікол + Гель Гепарин Натрію + Фікол + Гель	13×100 16×125	4; 8
 Перлинно-біла	Застосовується для молекулярної діагностики	K2EDTA + Гель	13×100 16×100	5; 8,5

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРОБОПІДГОТОВКИ



**Підготовка
аналізів**

Обладнання для біозахисту

- проточні бактерицидні рециркулятори

Бокси для стерильних робіт

- УФ-бокси

Лабораторні шейкери/інкубатори

- міні-шейкери,
- міні-рокер-шейкери,
- орбітальні шейкери,
- ротатори,
- вортекси,
- мульти-вортекси,
- термошейкери,
- термошейкери для глибоколункових планшетів,
- орбітальні-шейкери-інкубатори

Лабораторні центрифуги, центрифуги-вортекс

- центрифуги-вортекс для ПЛР планшетів,
- міні-центрифуги,
- центрифуги-вортекс,
- лабораторні центрифуги з охолодженням,
- високошвидкісні центрифуги

Магнітні та механічні мішалки

- високошвидкісні магнітні мішалки,
- магнітні мішалки з нагрівом

Інше

- системи надчистої води Labaqua,
- компактний CO₂ інкубатор,
- персональні біореактори,
- MagSorb-16 - магнітний штатив для ручного виділення нуклеїнових кислот

Аспиратори і вошери

Термостати

Денситометри

Водяні бані



УФ-бокс
UVT-B-AR,
Biosan, Латвія



Міні-рокер-шейкери
MR-1,
Biosan, Латвія



Міні-центрифуга-вортекс Комбіспін
FVL-2400N,
Biosan, Латвія



**Орбітальний
шейкер-інкубатор**
TS-100,
Biosan, Латвія



Термошейкер
TS-100,
Biosan, Латвія



Термостат «Драй-блок»
TDB-120,
Biosan, Латвія



Вортекс
V-1plus,
Biosan, Латвія



Термошейкер
PST-60HL-4,
Biosan, Латвія

ТЕСТИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ГРУП КРОВІ

RapidVet-H canine (собаки)



- Тест на аглютинацію для визначення групи крові DEA 1.
- Аналіз заснований на реакції аглютинації.
- Простий у використанні.
- Швидкий результат.
- Збереження результатів.

RapidVet-H feline (коти)



Метод: аглютинація
Пошук: група крові
Зразки: цільна кров
Тлумачення результатів: наочний
Формат: 2 / 5 / 10 / 20 тестів

Ветеринарія



Однокрокові тести

Для собак:

- Brucella IC
- Distemper IC
- Ehrlichia IC
- Heartworm IC
- Leishmania IC
- Lyme IC
- Parvo IC
- Parvo/Corona IC (2 в 1)
- Parvo/Giardia IC (2 в 1)
- Giardia IC

Для котів:

- FeLV IC
- FIV IC
- FIV/FeLV IC (2 в 1)
- FPV IC
- FCoV IC
- Giardia IC

СКРИНІНГ ТЕСТ ДЛЯ ШВИДКОГО ВИЯВЛЕННЯ ДЕРМАТОФІТІЙ DERMAKIT



До складу дерматологічного тестового середовища входять:

- спеціальні поживні речовини, що сприяють росту дерматофітів;
- селективно підібрані антибіотики, що пригнічують ріст непатогенних сапрофітів і бактерій;
- рН-індикатор, що демонструє наявність дерматофітів через зміну кольору на червоний у результаті вироблення лужних метаболітів такими грибами, як Microsporum, Trichophyton і Epidermophyton.

Види: собака / кішка / кінь
Техніка: мікробіологічна
Зразки: луска, волосся
Тлумачення результатів: візуальний із колориметричною зміною
Чутливість/технічність: 100%
Склад набору: 12 тестів/уп., етикетки, робоча станція.

Переваги методу:

- простий (інтерпретація результату по кольоровому індикатору)
- практичний (3 хв. на виконання)
- надійний та якісний
- інкубація при кімнатній температурі (22-250C)
- результат протягом 72 год

МІКРОСКОПИ

"Primo Star", "Primo Vert",
Carl Zeiss, Німеччина



- Лабораторні, інвертовані, електронні методи досліджень: світле поле, темне поле, фазовий контраст, флуоресценція
- Револювер об'єктиву: 4-позиційний
- Об'єктиви: 4x, 10x, 20x, 40x, 100x
- Окуляри: 10x/18 мм або 10x/20 мм
- Живлення від мережі 220 V або акумуляторної батареї

Додатково





LABSVIT

+38 (044) 592 03 03



labsvit@labsvit.com.ua



labsvit.com.ua

